

Sondes de défibrillation

Les sondes RELIANCE™ 4-FRONT et RELIANCE™ 4-SITE sont des sondes endocardiques de défibrillation/cardioversion et de stimulation/détection à élution de stéroïde disponibles avec fixation passive à barbillons ou fixation active à vis extensible/rétractable.

Ces sondes utilisent la connectique DF4 et sont dotées du revêtement IROX™ (oxyde d'iridium). Le corps de la sonde en silicone est recouvert d'un revêtement lubrifiant et les coils sont recouverts avec du silicone. Ces sondes permettent aux patients implantés d'un DAI ou d'un CRTD, incluant la technologie ImageReady™ de passer, sous conditions, un examen IRM, corps entier à 1,5 Tesla. Toutes les sondes de défibrillation Boston Scientific sont garanties à vie*.



RELIANCE™ 4-FRONT

Connexion DF4

RELIANCE™
4-FRONT S

RELIANCE™
4-FRONT

RELIANCE™
4-FRONT S

RELIANCE™
4-FRONT

Modèle (longueur de sonde)	Fixation passive		Fixation active	
	Simple coil	Double coil	Simple coil	Double coil
	0662 (59 cm)	0665 (59 cm)	0672 (59 cm)	0675 (59 cm)
	0663 (64 cm)	0636 (64 cm)	0673 (64 cm)	0676 (64 cm)
	-	-	-	0653 (70 cm)
Connexion	DF4 - LLHO	DF4 - LLHH	DF4 - LLHO	DF4 - LLHH
Isolant	Silicone			
Diamètre corps de sonde	7,3F			
Diamètre introducteur sans fil guide	8F			
Diamètre introducteur avec fil guide	10,5F			
IRM	Oui			