

Fiche Technique


ANSE A POLYPECTOMIE STANDARD

ROTASNARE

Anse diathermique polypectomie

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :	A65AA01
Code LPPR* si applicable :	NA
*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1	
Classe du DM :	IIb
Directive de l'UE applicable :	93/42/CE
N° Organisme notifié :	0483
Première mise sur le marché de l'UE :	01/01/2002
Fabricant :	MEDI GLOBE



Descriptif du dispositif et références catalogue:

Anse multibrins permettant la section de tissus et coagulation par passage d'un courant haute fréquence HF

Conditionnement : emballage unitaire, boîte de 10 unités.

Caractéristiques Ø 2.5mm	Réf fournisseur	Réf AI	Réf fournisseur	Réf AI
	Symétrique		Hexagonale	
L.1800mm, largeur ouverture 10mm, Lgueur ouverture 22mm +/- 1.5	GPS-21-10-180	222261		
L.2300mm, largeur ouverture 10mm Lgueur ouverture 22mm +/-1.5	GPS-21-10-230	222262		
L.1800mm, largeur ouverture 15mm, Lgueur ouverture 33mm	GPS-21-15-180	220424		
L.2300mm, largeur ouverture 15mm, Lgueur ouverture 33mm	GPS-21-15-230	220425		
L.1800mm, largeur ouverture 15mm, Lgueur ouverture 33mm, isolée	GPS-31-15-180	220426		
L.2300mm, largeur ouverture 15mm, Lgueur ouverture 33mm, isolée	GPS-31-15-230	220427		

Fiche Technique

Caractéristiques Ø 2.5mm	Réf fournisseur	Réf AI	Réf fournisseur	Réf AI
	Symétrique		Hexagonale	
L.1800mm, largeur ouverture 25mm, Lgueur ouverture 46mm (sym), 40mm (hexa)	GPS-21-25-180	220428	GPS-22-25-180	220437
L.2300mm, largeur ouverture 25mm, Lgueur ouverture 46mm (sym), 40mm (hexa)	GPS-21-25-230	220429	GPS-22-25-230	220438
L.3000mm, largeur ouverture 25mm, Lgueur ouverture 46mm	GPS-21-25-300	220430		
L.1800mm, largeur ouverture 25mm, Lgueur ouverture 46mm (sym), 40mm (hexa), isolée	GPS-31-25-180	220431		
L.2300mm, largeur ouverture 25mm, Lgueur ouverture 46mm (sym), 40mm (hexa), isolée	GPS-31-25-230	220432	GPS-32-25-230	220440
L.1800mm, largeur ouverture 35mm, Lgueur ouverture 48mm (sym), 54mm (hexa)	GPS-21-35-180	220433		
L.2300mm, largeur ouverture 35mm, Lgueur ouverture 48mm (sym), 54mm (hexa)	GPS-21-35-230	220434	GPS-22-35-230	220444
L.2300mm, largeur ouverture 35mm, Lgueur ouverture 48mm, isolée	GPS-31-35-230	220436		
L.1800mm, largeur ouverture 50mm, Lgueur ouverture 60mm	GPS-21-50-180	220441		
L.2300mm, largeur ouverture 50mm, Lgueur ouverture 60mm	GPS-21-50-230	220442		

Caractéristiques Ø 2.5mm	Réf Fournisseur	Référence AI
	Assymétrique	
L.2300 mm, ouverture 15 mm	GPS-41-15-230	220787
L.2300 mm, ouverture 25 mm	GPS-41-25-230	220788

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Elément : Anse
Elément : Poignée

Elément : Gaine externe
Elément : Connecteur HF

Matériau : Acier inoxydable
Matériau : Méthacrylate Butadiène Méthyle Styène /
Polyoxyméthylène
Matériau : Polytetrafluoroéthylène
Matériau : Laiton plaqué Nickel

Fiche Technique

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Endoscopie

Digestif

Indications :

Endoscopie digestive

Résection polype

Résection tumeur

2 PROCEDE DE STERILISATION : Oxyde éthylène

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :

5 ans.

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation.

Contre indications :

Se référer à la notice d'utilisation.

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation.

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Cindy CAVELIER – ccavelier@aseptinmed.fr

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01