

Système de suivi à distance des patients

Le système LATITUDE™ NXT 1.0 et 2.0 permet de suivre à distance les patients implantés ; il intègre une fonction d'interrogation initiée par le patient (IIP).

LATITUDE™ NXT 1.0 (modèle 6288) est compatible avec les stimulateurs INGENIO™, INVIVE™, INLIVEN™, VITALIO™ IRM, et les défibrillateurs ENERGEN™, INCEPTA™, COGNIS™ et TELIGEN™.

LATITUDE™ NXT 2.0 (modèle 6290) est compatible avec : AUTOGEN™, INOGEN™ et les stimulateurs ACCOLADE™.

Latitude™ NXT 1.0 et Latitude™ NXT 2.0

Communicateur LATITUDE™ NXT 1.0

Modèle	Désignation	Code LPPR
6288	Communicateur pour les défibrillateurs SR	3407713
	Communicateur pour les défibrillateurs DR	3427822
	Communicateur pour CRTD	3414541
	Communicateur pour les stimulateurs SR/DR et CRTP	N.A.

Communicateur LATITUDE™ NXT 2.0

6290	Communicateur pour les défibrillateurs SR	3407713
	Communicateur pour les défibrillateurs DR	3427822
	Communicateur pour CRTD	3414541
	Communicateur pour les stimulateurs SR/DR et CRTP	N.A.

Accessoires Latitude™ NXT 1.0 et Latitude™ NXT 2.0

6487	Pèse-personne		N.A.
6454	Adaptateur Bluetooth pour pèse personne et tensiomètre		N.A.
6452	Tensiomètre		N.A.
6484	Brassard de tensiomètre	Petit	N.A.
6485		Moyen	N.A.
6486		Grand	N.A.
6296**	Adaptateur 3G		N.A.

** Référence uniquement compatible avec le communicateur Latitude NXT 2.0 (modèle 6290)