

Fiche Technique

Sonde de Pyéloplastie

Endoprothèse urétérale

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED : G51BA03

Code LPPR* si applicable : NA

*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1


Classe du DM : IIa

Directive de l'UE applicable : 93/42/CE

N° Organisme notifié : 0124

Première mise sur le marché de l'UE : 2003

Fabricant : UROTECH



Descriptif du dispositif :

Sonde posée lors de l'intervention (pyéloplastie) destinée à réparer le rétrécissement de la jonction pyélo-urétérale.

Kit composé d'une sonde, d'un fosset et d'un adaptateur d'aiguille pour raccordement du sac de drainage urinaire.

Orifices de drainage le long de la crosse et sur la partie uretère

Repères pour un positionnement précis

Radio-opaque

Références Catalogue :

Sonde de Pyéloplastie

Pour intervention chirurgicale au niveau de la jonction pyélo-urétérale

Référence ASI	Référence fournisseur	Taille (FR/CH)	Longueur (cm)	Diam max du fil guide
221996	EK-610476	4	20 / 50	0,025"
221997	EK-610576	4.7	20 / 50	0,028"
221998	EK-610676	6	20 / 50	0,035"
221999	EK-610776	7	20 / 50	0,035"
222000	EK-610876	8	20 / 50	0,038"
222001	EK-610976	9	20 / 50	0,038"

