

Fiche technique

Panier extracteur de calculs

Extracteur calcul urinaire panier

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED : G55AA01

Code LPPR* si applicable : NA

*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1


Classe du DM : Is

Directive de l'UE applicable : 93/42/CE

N° Organisme notifié : 0297

Première mise sur le marché de l'UE : 2019

Fabricant : EPflex



Descriptif du dispositif :

Panier permettant le retrait de calculs du système pévien rénal ou des calices avec un endoscope rigide ou flexible lors d'une intervention transurétrale pour les indications suivantes :

- retrait de calculs de l'uretère
- retrait de calculs rénaux après considération d'autres méthodes (comme la lithotripsie ou la désintégration laser)

Poignée démontable et remontable.

Références Catalogue :

Référence AI	Référence fournisseur	Taille (FR/CH)	Nb fils / Longueur (cm)	Diamètre panier (mm)
Panier embout hélicoïdal				
222601	48012456	2.5	4/90	12
222602	48012457	3	4/90	12
222603	48012458	3	4/120	12
222604	48012461	4.5	4/90	15
222605	48012462	4.5	5/90	15
Panier sans embout				
222599	48012459	1.8	4/120	11
222600	48012460	2.5	4/90	12

Conditionnement : Boîte de 5 unités

Composition du dispositif et accessoires :

Fiche technique

Principaux composants et matériaux :

Élément : Fil panier	Matériau : Nitinol
Élément : Revêtement fil	Matériau : Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Élément : Poignée	Matériau : Acrylonitrile Butadiène Styrène
Élément : Tubes métalliques	Matériau : Acier inoxydable
Élément : Bouton poussoir	Matériau : Polyoxyméthylène (POM)

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Potentiellement (sauf dans le procédé de fabrication). Traité conformément au référentiel applicable ISO 22442-1.

Bisphénol A : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Urologie

Endoscopie

Indications :

Extraction calculs urétéraux

Urologie

2 **PROCEDE DE STERILISATION** : Oxyde d'éthylène

3 **CONDITIONS DE CONSERVATION**

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de l'humidité, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Vérifier l'intégrité de l'emballage

Durée de validité du produit :

5 ans

4 **PRECAUTIONS D'EMPLOI** :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation.

ATTENTION : Ne pas effectuer d'examen à résonance magnétique comme l'IRM

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation

CONTACT :

SERVICE QUALITE : qualite@aseptinmed.fr