DONJOY® IV ER





INDICATIONS:

- Immobilisation de l'épaule en rotation externe possible à 15° ou 30°.
- Réparation chirurgicale de la coiffe des rotateurs (infra-épineux et/ou petit rond).
- Traitement fonctionnel des ruptures tendineuses partielles de l'infra-épineux et/ou du petit rond.
- Luxation antéro-interne de l'épaule avec lésion de Bankart ou de Latarjet (protocole en rotation externe).

CARACTÉRISTIQUES:

- Système d'attache 3 points doté de sangles rembourrées ajustables permettant d'éliminer la pression portée sur le cou et améliorant le confort et le respect de l'observance par le patient.
- Le nouveau coussin profilé 15° fournit la rotation nécessaire tout en soulageant la pression sur le nerf cubital.
- La doublure interne respirante en maille douce permet d'améliorer la ventilation.

LONG AVEDAG DALIME

- Disponible en rotation externe de 15° et 30°.
- Livré avec sa balle d'exercice pour activer la circulation sanguine (une couleur par taille).
- Modèle bilatéral.

TAIL |

• Disponible en 4 tailles (de S à XL).

IAILLE	LUNG. AV.BRAS-PAUME	CODE ARTICLE	CODE ACL
15° - S	23 - 28 cm	11-1304-2	34010 2949056 3
15° - M	28 - 33 cm	11-1304-3	34010 2949062 4
15° - L	33 - 38 cm	11-1304-4	34010 2949079 2
15° - XL	38 - 43 cm	11-1304-5	34010 2949085 3
30° - S	23 - 28 cm	11-1305-2	34010 2949091 4
30° - M	28 - 33 cm	11-1305-3	34010 2949116 4
30° - L	33 - 38 cm	11-1305-4	34010 2949122 5
30° - XL	38 - 43 cm	11-1305-5	34010 2949139 3

CODE ADTICLE

CODE ACI







