

### Cathéter de largage Benchmark

Composant de l'appareil	Matériau	Contact avec le patient
Moyeu proximal	Grilamid	Voie sanguine et liquide
Soulagement de contrainte (manchon du moyeu)		
Soulagement de contrainte secondaire	Acier inoxydable	Aucun
Bande ID	Polyoléfine	
Doublure intérieure	Polytétrafluoroéthylène (PTFE)	Voie sanguine et liquide
Renforcement par enroulement	Acier inoxydable & Platine / Tungstène	Encapsulé (sans contact patient)
Extrusions	Nylon 12 [Polyamide 12], Pebax	Voie sanguine et liquide
Pointe	Pellethane	
Revêtement	SRDX Harmony (propriétaire)	
Gaine pelable	PTFE	

### Cathéter 5F Select

Composant de l'appareil	Matériau	Contact avec le patient
Moyeu proximal	Grilamid	Voie sanguine et liquide
Soulagement de contrainte		Aucun
Bande ID	Polyoléfine	
Doublure intérieure	Pebax	Voie sanguine et liquide
Arbre		
Renforcement	Acier inoxydable	