

STONETOME™ XL

Sphinctérotome triple lumière avec ballon d'extraction intégré

Fil guide conseillé Zebra ou Jagwire de 0,035"

Référence	Position du ballonnet par rapport au fil de coupe	Diamètre du ballonnet (mm)	Type de garde (mm)	Fil de coupe (mm)	Longueur cathéter (cm)	Unité(s) <i>par boîte</i>
M005 3511 0	Au dessus	11,5	Longue = 20	20	200	1
M005 3513 0	Au dessus	11,5	Longue = 20	30	200	1
M005 3515 0	En dessous	11,5	Courte = 5	20	200	1
M005 3517 0	En dessous	11,5	Longue = 20	20	200	1
M005 3519 0	En dessous	11,5	Courte = 5	30	200	1
M005 3521 0	En dessous	11,5	Longue = 20	30	200	1