


MAX FORCE™ TTS
ŒSOPHAGE
Dilatation hydrostatique

 Passe dans le canal opérateur



Référence	Diamètre du ballonnet (mm) (Fr)		Longueur du ballonnet (cm)	Canal opérateur (mm)	Diamètre du cathéter (mm) (Fr)		Longueur du cathéter (cm)	Unité(s) par boîte
M005 8906 0	6	18	6	2,8	2	6	180	1
M005 8908 0	8	24	6	2,8	2	6	180	1
M005 8910 0	10	30	6	2,8	2	6	180	1
M005 8912 0	12	36	6	2,8	2	6	180	1
M005 8915 0	15	45	6	2,8	2	6	180	1
M005 8918 0	18	54	6	2,8	2	6	180	1