

## Dynaven, la juste réponse aux besoins des patients

- **Fabrication 100% française, sur notre site de Saint-Just Saint-Rambert (Loire)**
- **N°1 du marché sans dépassement<sup>(1)</sup>**
- **Facile à conseiller et délivrer : une gamme courte qui permet de couvrir les principales attentes des patients**
  - 2 gammes Femme et 1 gamme Homme
  - 4 modèles : chaussettes, bas auto-fixants, collant et collant confort (à venir)
  - Classes de compression 2 et 3 pour couvrir un maximum de pathologies
  - Pieds ouverts de série pour répondre aux particularités morphologiques et pathologiques du pied
- **Facile à stocker : un excellent ratio couverture de taille / nombre de références standard permettant d'équiper une majorité de patients avec un nombre de références limité<sup>(2)</sup>**
- **Adapté aux EHPAD (Dynaven Semi-Opaque et Dynaven Homme) :**
  - Facile à enfiler<sup>(3)</sup> et résistant<sup>(4)</sup>
  - Taille Morpho Moins particulièrement adaptée aux patients qui souffrent de fonte musculaire

(1) Données GERS en unités – CAM fin novembre 2023. (2) Chaussettes Femme : tailles standard du XS au XL = 10 références pour équiper 84% des morphologies / Chaussette Homme : tailles standard du S au XXL = 10 références pour équiper 92% des morphologies – corrélation tour de cheville / tour de mollet. Données IFTH 2012. (3) Facilité d'enfilage : Chaussette Femme Semi-Opaque facile à enfiler pour 100% des testeuses – 29 testeuses. Bas auto-fixant Femme Semi-Opaque facile à enfiler pour 100% des testeuses – 23 testeuses. Chaussette Homme facile à enfiler pour 94% des testeurs – 17 testeurs. Bas auto-fixant Homme facile à enfiler pour 100% des testeurs – 17 testeurs – Essais au porter internes réalisés par Sigvaris. Décembre 2022 (4) Note résistance chaussette Homme = 5/5 en pointe, talon et cheville – test d'usure martindale réalisé par Sigvaris. Note résistance chaussette Femme Semi-Opaque = 3/5 en cheville et 5/5 en pointe – test d'usure martindale réalisé par Sigvaris. Décembre 2022



# DYNAVEN

Les chaussettes, bas et collants de compression médicale Dynaven sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (Règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Ils sont destinés au traitement de base des maladies veineuses et lymphatiques. Pour le bon usage, il convient d'enfiler les produits dès le réveil et au lever, sur une peau propre et sèche. Ne pas utiliser les produits sur une peau lésée. Ces dispositifs sont des solutions thérapeutiques qui : pour les maladies veineuses, contribuent à améliorer le retour veineux. Ils exercent une pression active le long de la jambe favorisant la circulation veineuse et le retour du sang vers le cœur. Pour les maladies lymphatiques, exercent une pression qui améliore le retour lymphatique, réduisant ainsi l'œdème. Produits pris en charge, remboursement inscrit sur la base LPPR prévue à l'article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Lisez attentivement la notice d'utilisation notamment pour les indications et contre-indications. Décembre 2023 © Copyright by SIGVARIS, Saint-Just Saint-Rambert. Dynaven, Sigvaris Group and their products are registered trademarks of SIGVARIS AG, CH-9014, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.



## A la recherche d'une gamme de compression fiable et fonctionnelle ? Adoptez Dynaven, facile à conseiller et délivrer.

## Une marque de Sigvaris GROUP, expert de l'industrie textile de santé depuis plus de 160 ans.

FABRIQUÉ EN FRANCE



# DYNAVEN



# En 2024, Dynaven innove et facilite encore plus la délivrance

## Extension de gamme

**semi-opaque**

**Classe 2**

Coloris Marine  
Avril 2024

Morpho - +

**Classe 3**

Pieds ouverts

## Extension du taillage

**CHAUSSETTES**

	cheville	Morpho Moins mollet	Standard mollet	Morpho Plus mollet
XS	17-19	23-29	29-35	
S	19-22	24-32	32-38	38-46
M	22-24	27-35	35-41	41-49
L	24-26	30-38	38-44	44-52
XL	26-29	33-41	41-47	47-55
XXL	29-32		44-50	50-58

## BAS AUTO-FIXANTS ET COLLANT

	cheville	Morpho Moins		Standard			Morpho Plus	
		mollet	cuisse	mollet	cuisse	hanches	mollet	cuisse
XS	17-19	23-29	34-44	29-35	44-58			
S	19-22	24-32	37-47	32-38	47-61	≤ 105	38-46	61-69
M	22-24	27-35	40-50	35-41	50-64	≤ 115	41-49	64-72
L	24-26	30-38	43-53	38-44	53-68	≤ 125	44-52	68-76
XL	26-29	33-41	45-55	41-47	55-70	≤ 125	47-55	70-78
XXL	29-32			44-50	57-74		50-58	

**Meilleure couverture du marché !  
Près de 99%\* !<sup>(1)</sup>**

**transparent**

**Classe 2**

Coloris Beige Foncé  
Avril 2024

Morpho -

Pieds ouverts

Collant Confort  
Sept 2024

**CHAUSSETTES**

	cheville	Morpho Moins mollet	Standard mollet
XS	17-19		29-35
S	19-22	26-32	32-38
M	22-24	29-35	35-41
L	24-26	32-38	38-44
XL	26-29	35-41	41-47

## BAS AUTO-FIXANTS ET COLLANT

	cheville	Morpho Moins*		Standard			
		mollet	cuisse	mollet	cuisse	hanches	hanches confort
XS*	17-19			29-35	44-58		
S	19-22	26-32	40-47	32-38	47-61	≤ 105	100-130
M	22-24	29-35	43-50	35-41	50-64	≤ 115	107-140
L	24-26	32-38	46-53	38-44	53-68	≤ 125	114-150
XL	26-29	35-41	48-55	41-47	55-70	≤ 125	121-150

\*uniquement pour le modèle bas auto-fixants

**fin**

**Classe 2**

Coloris Marine  
Avril 2024

Morpho -

**Classe 3**

Pieds ouverts

**CHAUSSETTES**

	cheville	Morpho Moins mollet	Standard mollet
S	19-22	24-32	32-39
M	22-24	27-35	35-42
L	24-26	30-38	38-45
XL	26-29	33-41	41-48
XXL	29-32		44-51

## BAS AUTO-FIXANTS

	cheville	Morpho Moins		Standard	
		mollet	cuisse	mollet	cuisse
S	19-22	24-32	36-46	32-39	46-57
M	22-24	27-35	40-50	35-42	50-61
L	24-26	30-38	44-54	38-45	54-65
XL	26-29	33-41	48-58	41-48	58-69
XXL	29-32			44-51	

**Taux de couverture de près de 97%\* !<sup>(2)</sup>**

(1) Chaussette : corrélation tour de cheville / tour de mollet : 99.6% - Bas auto-fixant : corrélation tour de cheville / tour de cuisse : 98.5%. - Données IFTH 2012

(2) Corrélation tour de cheville / tour de mollet : 96.6% - Données IFTH 2012