


An astronaut in a full space suit is shown in a space environment, with the Earth visible in the background. The astronaut is holding a long, thin, blue microcatheter that loops around the bottom of the frame. The text 'DÉPASSER LES LIMITES' is overlaid in large red letters on the right side of the image.

**DÉPASSER
LES
LIMITES**

Merit Pursue™

Microcathéter

Pour le système vasculaire
distal qui semblait hors
de portée.



Compatibilité du cathéter

Taille en French	DI microcathéter	DI min. cathéter de guidage	DE max. fil-guide	Taille max. de particules	Taille max. de microsphère	Taille max. d'enroulement
2,8F – 1,7F	0,016" (0,40 mm)	0,040" (1,02 mm)	0,014" (0,36 mm)	≤ 500 µm	≤ 500 µm	0,014" (0,36 mm)
2,9F – 2,0F	0,020" (0,50 mm)	0,042" (1,07 mm)	0,018" (0,46 mm)	≤ 710 µm	≤ 700 µm	0,018" (0,46 mm)

Le microcathéter Merit Pursue™ est un cathéter distal de petit diamètre conçu pour une progression et un suivi excellents lors de la traversée de petits vaisseaux tortueux.

Le petit diamètre extérieur vous permet de pénétrer plus profondément dans le système vasculaire tout en délivrant les mêmes agents emboliques sphériques et non sphériques que les microcathéters de plus grand diamètre.

Compatibilité chimique

- Éthanol
- Lipiodol
- DMSO (diméthylsulfoxyde)
- Cisplatine
- Doxorubicine
- Irinotécan
- Cyanoacrylate

Informations de commande

Numéro de catalogue	DE proximal	DE distal	Longueur utile (cm)	Forme de l'embout	Longueur du revêtement hydrophile (cm)	Distance de l'extrémité à la bande de marquage radio-opaque (mm)	Vol d'amorçage (ml)
28HC1711045	2,8F	1,7F	110	45 degrés	80	0,6	0,42
28HC17110SN	2,8F	1,7F	110	Col de cygne	80	0,6	0,42
28HC17110ST	2,8F	1,7F	110	Droit	80	0,6	0,42
28HC1713045	2,8F	1,7F	130	45 degrés	80	0,6	0,50
28HC17130SN	2,8F	1,7F	130	Col de cygne	80	0,6	0,50
28HC17130ST	2,8F	1,7F	130	Droit	80	0,6	0,50
28HC1715045	2,8F	1,7F	150	45 degrés	80	0,6	0,53
28HC17150SN	2,8F	1,7F	150	Col de cygne	80	0,6	0,53
28HC17150ST	2,8F	1,7F	150	Droit	80	0,6	0,53
29HC2011045	2,9F	2,0F	110	45 degrés	80	0,6	0,50
29HC20110SN	2,9F	2,0F	110	Col de cygne	80	0,6	0,50
29HC20110ST	2,9F	2,0F	110	Droit	80	0,6	0,50
29HC2013045	2,9F	2,0F	130	45 degrés	80	0,6	0,57
29HC20130SN	2,9F	2,0F	130	Col de cygne	80	0,6	0,57
29HC20130ST	2,9F	2,0F	130	Droit	80	0,6	0,57
29HC2015045	2,9F	2,0F	150	45 degrés	80	0,6	0,63
29HC20150SN	2,9F	2,0F	150	Col de cygne	80	0,6	0,63
29HC20150ST	2,9F	2,0F	150	Droit	80	0,6	0,63

Merit Pursue™
Microcathéter
DDM 93/42/CEE Classe IIa
CE 0086 (BSI)

Fabriqué par Merit Medical
Voir instructions d'utilisation
Voir informations de commande

Pour plus d'informations, contactez votre représentant commercial Merit ou visitez notre site Web meritemea.com/fr/.

Lire attentivement les consignes d'utilisation (403664001MLP), les contre-indications ainsi que les avertissements et les mises en garde avant utilisation.



Comprendre. Innover. Distribuer.

Merit Medical France
Centre d'affaires du Parc des Lumières
46 Avenue des Frères Lumière
78190 Trappes St Quentin En Yvelines,
France

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
1.801.253.1600
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport
Pays-Bas
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Irlande
+353 (0) 91 703 733

Autriche
0800 295 374

Belgique
0800 72 906
(Néerlandais)
0800 73 172
(Français)

Danemark
80 88 00 24

Finlande
0800 770 586

France
0800 91 60 30

Allemagne
0800 182 0871

Irlande (République d')
1800 553 163

Italie
800 897 005

Luxembourg
8002 25 22

Pays-Bas
0800 022 81 84

Norvège
800 11629

Portugal
308 801 034

Russie
+7 495 221 89 02

Espagne
+34 91 1238406

Suède
020 792 445

Suisse
(Deutsch)
+41 22 518 02 30
(Français)
+41 22 518 02 52
(Italiano)
+41 22 518 00 35
Royaume-Uni
0800 973 115