

# SAFEGUARD FOCUS™

## DISPOSITIF DE COMPRESSION

Obtenez une hémostase ciblée grâce au SafeGuard Focus™, un dispositif de compression spécialement utilisé pour protéger les sites chirurgicaux fermés pendant la période postopératoire.\*

Disponible en deux versions uniques : un pansement à bords adhésifs et une sangle flexible sans adhésif. Le dispositif SafeGuard Focus est spécialement conçu pour être utilisé chez les patients porteurs de stimulateur cardiaque (pacemaker) et de défibrillateur automatique implantable (DAI).

### ADHÉSIF



#### Pression ciblée

Offre une pression deux fois plus élevée que les dispositifs de compression à la main.<sup>1</sup>

#### Visibilité sans entrave

La fenêtre transparente facilite l'évaluation du site chirurgical sans retrait du dispositif.

#### Design confortable

Ballon thermoplastique souple et boucle en nylon pour un meilleur confort du patient.

#### Fixation durable

Le renfort adhésif de qualité médicale ou les sangles en VELCRO® offrent une fixation sûre.\*

#### Facile d'utilisation

Application rapide sans ajustement de la position du patient.\*\*\*

### SANS ADHÉSIF



Référence catalogue	Description	Conditionnement
SGF1A	Pansement à bords adhésifs	5 par boîte
SGF1V	Sangle flexible sans adhésif	5 par boîte

1. Données répertoriées.

\*Non recommandé pour la compression de l'artère fémorale. | \*\*La partie adhésive du dispositif SafeGuard Focus ne doit pas être utilisée sur une peau abîmée. | \*\*\*Version adhésive uniquement.

VELCRO® est une marque déposée de Velcro BVBA. Utilisé avec autorisation

Lire attentivement le manuel d'utilisation pour connaître les instructions, les contre-indications, les avertissements et les mises en garde avant utilisation.