

Fiche Technique

Bâtonnets glycéринés pour soins de bouche

Bâtonnet soins

1 INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED : S80ZZ99

Code LPPR* si applicable : NA

*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1

Classe du DM : NA

Directive de l'UE applicable : NA

N° Organisme notifié : NA

Première mise sur le marché de l'UE : 03/2012

Fabricant : OPTIMUM MEDICAL SOLUTIONS

Statut : DISTRIBUTEUR

Descriptif du dispositif :

Bâtonnets glycéринés pour soins de bouche et hygiène buccale.

Longueur du bâtonnet : 10cm

Longueur de la partie imprégnée : environ 2.5cm



Références Catalogue :

Désignation du produit	Référence Fournisseur	Référence ASI	Conditionnement
Bâtonnet glycéринé arôme citron	1115	250904	Boîte de 75 u.
Bâtonnet glycéринé arôme cassis	1116	250905	Boîte de 75 u.

Principaux composants et matériaux :

Glycérine USP, acide citrique USP, benzoate de sodium 0,1%, arôme cassis ou citron (selon la référence).

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Bisphénol A : Absence

Fiche Technique

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Hygiène

Indications :

Hygiène bucco-dentaire

Soins bucco-dentaires

2 PROCEDE DE STERILISATION : Produit non stérile

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservation et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :

3 ans.

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Se référer au mode d'emploi sur la boîte.

CONTACT :

Service Qualité : qualite@aseptinmed.fr