

Fiche Technique

TUBULURE D'IRRIGATION

NEORIG®

Tubulure irrigation vésicale

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED : G51AF01 (Réf 202123/202125) / G51AF02 (Réf 202124/202126)

Code LPPR* si applicable : NA

*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1

Classe du DM : IIa

Directive de l'UE applicable : 93/42/CE

N° Organisme notifié : 0123

Première mise sur le marché de l'UE : 01/09/2009

Fabricant : POLY MEDICURE

Provenance: INDE

Statut AIM: Importateur



Réf 202123



Réf 202126

Descriptif du dispositif :

- Références 202123 et 202125 : 170 cm (de la chambre à la connexion Luer distale) + 12.5 cm (de la chambre au percuteur)
- Références 202124 et 202126 : 170 cm (de la chambre à la connexion Luer distale) + 12.5 cm (du connecteur Y à la chambre) + 19.5 cm (du percuteur au connecteur Y)

Références Catalogue :

Désignation du produit	Référence	Cond ^t
NEORIG® NECESSAIRE IRRIGATION 1 voie chambre souple	202123	Carton de 30 u
NEORIG® NECESSAIRE IRRIGATION 2 voies chambre souple	202124	Carton de 25 u
NEORIG® NECESSAIRE IRRIGATION 1 voie chambre rigide	202125	Carton de 30 u

Fiche Technique

NEORIG® NECESSAIRE IRRIGATION 2 voies chambre rigide	202126	Carton de 25 u
--	--------	----------------

Dispositif à patient unique, devant être changé toutes les 72 heures ou à chaque changement de sonde.

Dispositif dans un double emballage stérile.

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Elément : Tube	Matériau : Polychlorure de Vinyle (PVC) sans DEHP
Elément : Percuteur	Matériau : Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS)
Elément : Capuchon percuteur/clamp	Matériau : Polypropylène
Elément : Connecteur Y	Matériau : PVC sans DEHP
Elément : Chambre souple	Matériau : PVC sans DEHP
Elément : Chambre rigide	Matériau : PVC rigide sans DEHP
Elément : Molette débit	Matériau : ABS
Elément : Tube silicone	Matériau : Silicone
Elément : Connecteur mâle	Matériau : ABS

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Urologie
Gynécologie
Orthopédie

Indications :

Irrigation
Irrigation vésicale

2 **PROCEDE DE STERILISATION** : Oxyde éthylène

3 **CONDITIONS DE CONSERVATION** :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :

5 ans.

CONTACT :

Fiche Technique

Service Qualité qualite@aseptinmed.fr