

## Fiche Technique

# Sonde de gastrostomie à ballonnet MIC® ENFit™ 2 voies

Sonde gastrostomie

### 1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

<b>Code CLADIMED :</b>	A50CA02
<b>Code LPPR* si applicable :</b>	6136120
*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1	
<b>Classe du DM :</b>	IIb
<b>Directive de l'UE applicable :</b>	93/42/CE
<b>N° Organisme notifié :</b>	2797
<b>Première mise sur le marché de l'UE :</b>	2018
<b>Fabricant :</b>	AVANOS
<b>Provenance :</b>	USA
<b>Statut d'Asept InMed :</b>	Importateur



#### Descriptif du dispositif :

Sonde pour nutrition entérale avec connexion ENFit™

- Site de gonflement du ballonnet identifié "BAL" avec valve anti-retour.
- Connecteur ENFit™ : 1 site d'administration ENFit™.
- Disque de rétention externe transparent, monté sur plots et pourvus d'orifices pour l'aération de la stomie, maintient la sonde en place.
- Ligne radio-opaque
- Extrémité distale entièrement recouverte par le ballonnet.
- Graduation sur la sonde (1 à 10cm).

Conditionnement unitaire.

#### Références Catalogue :

Référence Fournisseur	Référence ASI	Diamètre externe CH/FR	Volume préconisé ballonnet	Diamètre interne CH/FR
8110-12LV	201983	12Fr	3ml	6Fr
8110-14LV	201984	14Fr	5 ml	8Fr
8110-16LV	201985	16Fr	5 ml	10Fr
8110-18	201986	18Fr	5 ml	12Fr
8110-20	201987	20Fr	5 ml	14Fr
8110-22	201988	22Fr	5 ml	15Fr
8110-24	201989	24Fr	5 ml	18Fr

