

Fiche Technique

Fixation adhésive pour sondes nasales

Pansement adhésif

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :	F51CA99
Code LPPR* si applicable : <small>*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1</small>	NA
Classe du DM :	I
Règlement applicable :	2017/745
N° Organisme notifié :	NA
Première mise sur le marché de l'UE :	01/04/2020
Fabricant :	WellEmpire
Provenance :	Chine
Statut d'Asept InMed :	Importateur



Descriptif du dispositif :

Les fixations adhésives pour sondes nasales sont des pansements autocollants non stériles, conçu pour maintenir les dispositifs en place.

Références Catalogue :

Désignation	Dimension	Référence fabricant	Référence AI
Fixation adhésive pour sondes nasales – Grand modèle	12x4 cm	L2	203133
Fixation adhésive pour sondes nasales – Petit modèle	7.5x3.5 cm	L2-P	203134

Conditionnement : boîte de 10 unités

Fiche Technique

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux : Tissu non tissé, mousse de polyéthylène, papier de protection

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Bisphénol A : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Hygiène

Indications :

Fixation sonde

2 PROCEDE DE STERILISATION : Non stérile

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :

2 ans

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'instructions

CONTACT :

SERVICE QUALITE : qualite@aseptinmed.fr