

Spécialité	Ophtalmologie	Référence	<b>SEST102P</b>
Description	<b>Kit sous-tenonienne AP-HP</b>		
Matières	Instruments en acier inoxydable	Taille	25 x 20 x 5 cm
Stérile	Oui	Usage unique	Oui
Emballage	Papier/Film PE	Instruction Stockage	Humidité 20% - 80% Température 0°C - 50°C
Durée de conservation	3 ans	Conditionnement	10 sets par boîte cartonnée
Fabriquant	SURGITRAC	Réglementation CE	Conforme à la directive 93/42/CEE Classe du dispositif : IIa
		Instruments et composants compris dans le set	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x C0105009 Plateau avec 1 cupule intégrée (20 x 15 x 4 cm)</li> <li>1 x C0108003 Champ de table (90 x 90 cm)</li> <li>1 x SC121 Blépharostat mécanique de Lieberman, anses fil, tout acier</li> <li>5 x C0107001 Compresses non-tissées 10x10cm</li> <li>1 x SC108 Ciseaux de Vannas, courbes</li> <li>1 x C0103006 Seringue 3ml Luer-lock</li> <li>1 x C0105013 Pince de Rampley 13 cm</li> <li>1 x C0102009 Champ patient 40x40cm, ouverture 6.7x6.7cm, film</li> </ul>
Usage	Ophtalmologie Chirurgie Oculaire	Instruction Utilisation	N/R
Matériaux directement en contact avec le patient		Polypropylène, Adhésif acrylique, Coton, Non-tissé (Polyester/Viscose), Acier inoxydable	
Données sur les tissus biologiques ou substances d'origine animales		N/R	
Présence de médicaments		N/R	
Approuvé par	Marie SUET Responsable Qualité SURGITRAC EUROPE	Date:	12/12/2023