

### Accessoires ICEfx™, Visual-ICE™ et Visual-ICE™ MRI

à partir du  
1er juin 2023

#### Capteurs thermiques

Ancienne Référence	Nouvelle Référence	Nom	Description
FPRPR4010	H7493963340100	Capteur thermique Thermal Sensor™	Capteur thermique Thermal Sensor™ à points multiples 1.5

à partir du  
1er juin 2023

#### Kit de réchauffement

Ancienne Référence	Nouvelle Référence	Nom	Description
FPRPR4003	H7493963240030	Kit de réchauffement urétral	1 cathéter de réchauffement urétral avec tubulure n°1 et tubulure n°2, + 1 tuyau de réchauffement n°3

à partir du  
1er juin 2023

#### Accessoires divers

Ancienne Référence	Nouvelle Référence	Nom	Description
FPRCH6125	H7493964161250	10 étiquettes et marqueur stérile	10 étiquettes blanches stériles de 3,8cm x 1,7cm

### Kit de procédure Prostate Visual-ICE™

à partir du  
1er juin 2023

#### Kit de cryoablation prostate pour console Visual-ICE : 5 IceSphere™ 1.5

Ancienne Référence	Nouvelle Référence	Quantité	Description
FPRPR3570	H7493963435700	5	Aiguilles IceSphere 1.5 mm
		2	Capteurs thermiques Thermal Sensor™ à points multiples
		1	Set de réchauffement urétral composé de : 1 cathéter de réchauffement urétral avec tubulure n°1 et tubulure n°2, et 1 tuyau de réchauffement n°3
		1	Carte à puce (SmartCard) de procédure prostate
		1	Carte d'analyse (ScanCard) prostate

### Kit de procédure Prostate Visual-ICE™ et ICEfx™

à partir du  
1er juin 2023

#### Kit de cryoablation prostate : 3 IcePearl™ 2.1 CX

Ancienne Référence	Nouvelle Référence	Quantité	Description
FPRPR3608	H7493964036080	3	Aiguilles IcePearl 2.1 mm CX
		2	Capteurs thermiques Thermal Sensor™ à points multiples
		1	Set de réchauffement urétral composé de : 1 cathéter de réchauffement urétral avec tubulure n°1 et tubulure n°2, et 1 tubulure de réchauffement n°3

à partir du  
1er juin 2023

#### Kit de cryoablation prostate : 8 IceRod™ 1.5 i-Thaw™

Ancienne Référence	Nouvelle Référence	Quantité	Description
FPRPR3572	H7493963635720	8	Aiguilles IceRod i-Thaw 1.5 mm
		4	Capteurs thermiques Thermal Sensor™ à points multiples*
		1	Set de réchauffement urétral composé de : 1 cathéter de réchauffement urétral avec tubulure n°1 et tubulure n°2, et 1 tubulure de réchauffement n°3

à partir du  
1er juin 2023

#### Kit de cryoablation prostate : 5 IceRod™ 1.5 i-Thaw™

Ancienne Référence	Nouvelle Référence	Quantité	Description
FPRPR3571	H7493963535710	5	Aiguilles IceRod i-Thaw 1.5 mm
		2	Capteurs thermiques Thermal Sensor™ à points multiples
		1	Set de réchauffement urétral composé de : 1 cathéter de réchauffement urétral avec tubulure n°1 et tubulure n°2, et 1 tuyau de réchauffement n°3
		1	Carte à puce (SmartCard) de procédure prostate
		1	Carte d'analyse (ScanCard) prostate

## 16.2 Cryoablation

### IceRod™

Aiguilles de cryoablation 1.5



à partir du  
1er juin 2023

Anciennes Références	Nouvelles Références	Description	Courbure	Shaft isolé
FPRPR3533	H7493961435330	IceRod 1.5 CX 90°	90°	Oui
FPRPR4009	H7493964940090	IceRod 1.5 i-Thaw™ Droite	Droite	Non
FPRPR3195	H7493963131950	IceRod 1.5 MRI 90°	90°	Non
FPRPR3193	H7493962931930	IceRod 1.5 MRI Droite	Droite	Non

Compatible ICEfx	Compatible Visual ICE	Compatible Visual ICE MRI
✓	✓	
✓	✓	
		✓
		✓

### IceSeed™

Aiguilles de cryoablation 1.5



à partir du  
1er juin 2023

Anciennes Références	Nouvelles Références	Description	Courbure	Shaft isolé
FPRPR3202	H7493962332020	IceSeed 1.5 90°	90°	Non
FPRPR3201	H7493962232010	IceSeed 1.5 Droite	Droite	Non
FPRPR3194	H7493963031940	IceSeed 1.5 MRI 90°	90°	Non
FPRPR3192	H7493962831920	IceSeed 1.5 MRI Droite	Droite	Non

Compatible ICEfx	Compatible Visual ICE	Compatible Visual ICE MRI
✓	✓	
✓	✓	
		✓
		✓

### IceSphere™

Aiguilles de cryoablation 1.5



à partir du  
1er juin 2023

Anciennes Références	Nouvelles Références	Description	Courbure	Shaft isolé
FPRPR3573	H7493961535730	IceSphere 1.5 CX 90°	90°	Oui
FPRPR3558	H7493962535580	IceSphere 1.5 Droite	Droite	Oui

Compatible ICEfx	Compatible Visual ICE	Compatible Visual ICE MRI
✓	✓	
	✓	

### IceFORCE™

Aiguilles de cryoablation 2.1 CX



à partir du  
1er juin 2023

Anciennes Références	Nouvelles Références	Description	Courbure	Shaft isolé
FPRPR3602	H7493961736020	IceForce 2.1 CX 90°	90°	Oui
FPRPR3618	H7493962136180	IceForce 2.1 CX L 90°	90°	Oui

Compatible ICEfx	Compatible Visual ICE	Compatible Visual ICE MRI
✓	✓	
✓	✓	

### IcePearl™

Aiguilles de cryoablation 2.1 CX



à partir du  
1er juin 2023

Anciennes Références	Nouvelles Références	Description	Courbure	Shaft isolé
FPRPR3601	H7493961636010	IcePearl 2.1 CX 90°	90°	Oui
FPRPR3617	H7493962036170	IcePearl 2.1 CX L 90°	90°	Oui

Compatible ICEfx	Compatible Visual ICE	Compatible Visual ICE MRI
✓	✓	
✓	✓	

### Compatibilité Aiguilles-Consoles

Type d'aiguille			ICEfx™	Visual-ICE™	Visual-ICE™ MRI
<b>Aiguilles CX 1.5</b>	<b>Droite</b>	<b>90°</b>			
IceRod™ 1.5 CX			•	✓	✓
IceSphere™ 1.5 CX			•	✓	✓
<b>Aiguilles CX 2.1</b>	<b>Droite</b>	<b>90°</b>			
IceFORCE™ 2.1 CX			•	✓	✓
IceFORCE™ 2.1 CX L			•	✓	✓
IcePearl™ 2.1 CX			•	✓	✓
IcePearl™ 2.1 CX L			•	✓	✓
<b>Aiguilles classique 1.5</b>	<b>Droite</b>	<b>90°</b>			
IceRod™ 1.5 i-Thaw™	•			✓	✓
IceSphere™ 1.5	•				✓
IceSeed™ 1.5	•	•		✓	✓
<b>Aiguilles IRM 1.5</b>	<b>Droite</b>	<b>90°</b>			
IceRod™ 1.5 MRI	•	•			✓
IceSeed™ 1.5 MRI	•	•			✓