


Produits implantables

NUMÉRO DE MODÈLE	CODE UPN	DESCRIPTION
DB-1416	M365DB14160	Kit de neurostimulateur cérébral Vercise™ Genus P16 • Générateur d'impulsions implantable (GII) • Tournevis dynamométrique • Obturateurs de canal • Fantôme du neurostimulateur 
DB-1216	M365DB12160	Kit de neurostimulateur cérébral Vercise™ Genus R16 • Générateur d'impulsions implantable (GII) • Tournevis dynamométrique • Obturateur de canal • Fantôme du neurostimulateur 

* Le système d'électrode Vercise™ DBS (avant implantation du système de stimulation) est compatible avec les examens IRM. Un examen IRM peut être réalisé en toute sécurité à condition que toutes les consignes contenues dans le manuel des directives d'examen IRM via ImageReady™ pour les systèmes DBS Boston Scientific soient suivies.

Produits implantables


NUMÉRO DE MODÈLE	CODE UPN	DESCRIPTION
DB-2202-30	M365DB2202300	Kit d'électrode directionnelle* DBS Vercise™ Cartesia™ à 8 contacts 30 cm • Électrode directionnelle DBS avec stylet préchargé [30 cm] • Clé dynamométrique • Capuchon d'électrode • Dispositif de butée d'électrode [vis et anneau] • Manchons de suture [1 cm, 1 cm fendu, 2,3 cm, 4 cm] 
DB-2202-45	M365DB2202450	Kit d'électrode directionnelle* DBS Vercise Cartesia à 8 contacts 45 cm • Électrode directionnelle DBS avec stylet préchargé [45 cm] • Clé dynamométrique • Capuchon d'électrode • Dispositif de butée d'électrode [vis et anneau] • Manchons de suture [1 cm, 1 cm fendu, 2,3 cm, 4 cm] 
DB-2201-30-DC	M365DB220130DC0	Kit d'électrode* 30 cm • Électrode DBS avec stylet en tungstène préchargé [30 cm] • Tournevis dynamométrique • Capuchon d'électrode • Dispositif de butée d'électrode [vis et anneau] • Manchons de suture [1 cm, 1 cm fendu, 2,3 cm, 4 cm] 
DB-2201-45-DC	M365DB220145DC0	Kit d'électrode* 45cm • Électrode DBS avec stylet en tungstène préchargé [45 cm] • Tournevis dynamométrique • Capuchon d'électrode • Dispositif de butée d'électrode [vis et anneau] • Manchons de suture [1 cm, 1 cm fendu, 2,3 cm, 4 cm] 

* Le système de électrode Vercise DBS (avant implantation du système de stimulation) est compatible avec les examens IRM. Un examen IRM peut être réalisé en toute sécurité à condition que toutes les consignes contenues dans le manuel des directives d'examen IRM via ImageReady™ pour les systèmes DBS Boston Scientific soient suivies.

Produits implantables

NUMÉRO DE MODÈLE	CODE UPN	DESCRIPTION
DB-3128-55	M365DB3128550	Kit d'extension double à 8 contacts 55 cm - Extension Double DBS [55 cm] - Capuchons d'extensions (2) - Clé dynamométrique - Bande de marquage dorée pour l'identification 
DB-3128-95	M365DB3128950	Kit d'extension double à 8 contacts 95 cm - Extension Double DBS [95 cm] - Capuchons d'extensions (2) - Clé dynamométrique - Bande de marquage dorée pour l'identification 
NM-3138-55	M365NM3138550	Kit d'extension à 8 contacts 55 cm - Extension DBS [55 cm] - Clé dynamométrique - Outils de tunnellation avec paille préchargée [28 cm] - Poignée d'outil de tunnellation 
DB-4600-C	M365DB4600C0	Kit de fixation d'électrode SureTek™ - Pré-assemblage : - Base - Vis [2] - Outil de maintien de la base - Clip de fixation - Capuchon - Outil de positionnement/retrait - Tournevis 

Accessoires et pièces de rechange implantables

NUMÉRO DE MODÈLE	CODE UPN	DESCRIPTION
DB-5170	M365DB51700	Système de simulation externe Vercise™ DBS 3 
DB-4120-08	M365DB4120080	Cable Opérateur, Push-Button 8 Contact 
DB-2500-C	M365DB2500C0	Kit de pièces pour électrodes • Clé dynamométrique • Manchons de suture [1 cm, 1 cm fendu, 2,3 cm, 4 cm] • Capuchon d'électrode • Dispositif de butée d'électrode [vis et anneau]
DB-4605-C	M365DB4605C0	Kit de pièces de rechange pour fixation d'électrodes SureTek™ • Vis • Clip de fixation • Bouchon 
SC-4252	M365SC42520	Outil de tunnellation 28 cm • Tige d'outil de tunnellation avec paille préchargée [28 cm] • Poignée d'outil de tunnellation 
SC-4254	M365SC42540	Outil de tunnellation long 35 cm • Tige d'outil de tunnellation avec paille préchargée [35 cm] • Poignée d'outil de tunnellation 
DB-9418-15	M365DB9418150	Kit d'adaptateur de poche B26 25cm (pour extension Medtronic) • Adaptateur de poche B26 • Clé 
DB-9218-15	M365DB9218150	Kit d'adaptateur M8 15 cm (pour extension Medtronic) • Adaptateur Vercise M8 • Tournevis dynamométrique 
DB-9218-55	M365DB9218550	Kit d'adaptateur M8 55 cm (pour extension Medtronic) • Adaptateur Vercise M8 • Tournevis dynamométrique 
DB-9208-15	M365DB9208150	Vercise S8 adaptateur DBS 15 cm
DB-9208-55	M365DB9208550	Vercise S8 adaptateur DBS 55 cm
NM-4320	M365SC43200	Adhésif médical silicone stérile de type A

Produits / accessoires / pièces de rechange patient

NUMÉRO DE MODÈLE	CODE UPN	DESCRIPTION	
DB-5552-1A	M365DB55521A0	Kit de télécommande Vercise™ 3 PC & GEVIA™ • Télécommande • Housse de télécommande • Chargeur USB • Etui télécommande	
DB-5572-1A	M365DB55721A0	Kit de télécommande Vercise™ 4 GENUS™ • Télécommande • Housse et pochette de télécommande • Chargeur USB Remarque : Fonctionne avec Vercise™ Genus	
DB-5250	M365DB52500	Télécommande Vercise™ 3 PC & GEVIA™ • Télécommande	
DB-5270	M365DB52700	Télécommande Vercise™ 4 GENUS™ • Télécommande	
NM-6210		Housse de télécommande Vercise™ PC & GEVIA™	
NM-6315	M365NM63150	Chargeur USB avec adaptateur pour télécommande Vercise™ PC et Gevia™	
DB-5212-C	M365DB5212C0	Télécommande Vercise™ • Télécommande • Piles [3 AAA]	
NM-3100	M365NM31000	Housse de télécommande Vercise™	

Produits / accessoires / pièces de rechange patient

NUMÉRO DE MODÈLE	CODE UPN	DESCRIPTION
DB-6386	M365DB63860	Aimant de jumelage BLE Aimant de jumelage dans une boîte métallique à couvercle rabattable pour le neurostimulateur Vercise™ Genus 
DB-64125	M365DB641250	Système de charge Vercise™ • Chargeur • Station d'accueil du chargeur • Alimentation et adaptateur • Collier de charge, petit • Collier de charge, moyen • Séparateur de charge • Contrepoids 
DB-64126	M365DB641260	Système de chargement Vercise avec ceinture • Chargeur • Station de base du chargeur avec alimentation et adaptateur • Ceinture de charge, moyenne 
DB-6300-C	M365DB6300C0	Accessoires du collier de charge Vercise • Séparateur de charge • Contrepoids 
DB-6200-C	M365DB6200C0	Collier de charge Vercise, petit 
DB-6100-C	M365DB6100C0	Collier de charge Vercise, moyen 